


AMUSEZ-VOUS AVEC LES "ÉPONGES PRESSÉES"

Voir ces graines et pilules serpentines magiques prendre vie est une chose curieusement fascinante pour les jeunes comme pour les vieux. Ce qui semble être une minuscule semence inanimée s'agitant et se tortillant dans l'eau, grossissant et grossissant encore d'une seconde à l'autre et s'étirant finalement à de nombreuses fois sa taille d'origine est simplement un morceau d'éponge très fortement comprimé.

La série de photos accompagnant l'article raconte toute l'histoire. La chose importante est de n'utiliser que de l'éponge cellulosique à grain très fin. Des éponges de ce genre sont en vente dans la plupart des magasins de fournitures photographiques locaux et, plus l'éponge est grosse, meilleur est le résultat. Les pilules comprimées sont « congelées » en les faisant chauffer à feu doux dans le four de la cuisinière jusqu'à ce qu'elles deviennent dures comme des pierres. Elles peuvent être utilisées de nombreuses et nombreuses fois, simplement en les recomprimant et en les faisant chauffer de nouveau.




Deux petites pillules...




Les tranches d'éponge doivent être épaisses d'environ 6 mm et peuvent être coupées avec un couteau à pain ou avec une scie à denture fine. Quant aux formes de silhouettes, ci-dessous, elles peuvent avoir une variété illimitée.



Pour rendre l'affaire plus spectaculaire encore, teignez l'éponge en une couleur vive avant de la trancher, et attendez qu'elle ait séché pour la couper en tranches. Ligaturez l'éponge comprimée avec plusieurs tours de fil, ci-dessous.






plongées dans l'eau... Mon dieu, que se passe-t-il ?



Les pilules serpentines sont plus faciles à préparer que les graines de silhouettes. Après que le bloc d'éponge mouillé a été comprimé et séché, les pilules sont poinçonnées avec une perforatrice à papier, ci-dessous.



Voici comment le bloc d'éponge mouillé est comprimé par serrage à la presse entre des planches jusqu'à ce que son épaisseur soit réduite à 6 mm. Ci-dessous, les serpents sont recomprimés avec une épingle à linge pour être réutilisés.

